

**【重要なお知らせ】 OHIS 旧バージョン停止のお知らせ**

OHIS ご利用のお客様へ

日ごろより『OHIS』をご利用いただき、ありがとうございます。

2018年11月2日に、『OHISのバージョンアップのお願い』をハガキDMにてご案内させていただきました。

2019年1月1日より「PreViser v3.3.2」以前のバージョンがすべてご利用不可となります。まだバージョンアップをお済でない医院様は、下記の URL より最新バージョンのダウンロードを行っていただきインストールをお願いいたします。

<http://ohis.oralcare.co.jp/faq/install/>

尚、古い Windows をご利用の医院様はバージョンアップの有無問わず、2019年1月1日よりOHIS をご利用できなくなりますので、ご利用のパソコンの変更またはパソコンの買い替えをお願いいたします。

※対応 OS は下記を参照してください。

対応OS	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Windows 7・8・8.1・10 (32bit・64bit)</li> </ul> <p align="right"><small>※Macは対応しておりません。</small></p>
推奨ブラウザ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Edge :バージョン 20以上</li> <li>● Internet Explorer :バージョン 11以上</li> <li>● Chrome :バージョン 30以上</li> <li>● FireFox :バージョン 24以上</li> </ul> <p align="right"><small>※上記は推奨するブラウザとなります。</small></p>

**【重要】 Windows XP、Vista はご利用いただけませんので、パソコンの変更または買い替えをお願いいたします。その場合はデータの移行が発生するため、お電話にてサポートいたします。**

■ OHIS インストール方法

セットアップの指示に従いインストールを行ってください。インストール完了後、PreViser v3.4のアイコンがデスクトップに表示されますので、今後はこちらよりリスク評価の実施をお願いいたします。尚、データはそのまま引き継がれますのでご安心ください。

リスク評価が行えたことを確認いただけましたら、今までご利用いただいていた旧バージョンのOHISのアイコンは、デスクトップより削除をお願いいたします。

\* 詳しいインストール方法は下記よりご確認ください。 \*

[http://ohis.oralcare.co.jp/material/pdf/download\\_install\\_ohis3.4.0.pdf](http://ohis.oralcare.co.jp/material/pdf/download_install_ohis3.4.0.pdf)

※手順書参照時に、警告が表示された場合は「OK」または「はい」を選択してください。

■最新バージョン「PreViser v3.4.0」

■本件に関する問い合わせ先

O H I S 相談窓口 : [ohis@oralcare.co.jp](mailto:ohis@oralcare.co.jp)

フリーダイヤル : 0120-500-418

発行 : 株式会社オーラルケア・O H I S プロジェクト

<http://ohis.oralcare.co.jp/>