

# Windows (OS 共通) インストール手順


## インストール手順

\* ダウンロードを行う際のユーザー名とパスワード \*


ユーザー名 : oralcare

パスワード : OHISPASS

例) Internet Explorer ご利用時




## OHIS をインストールする




①

ダウンロードが完了すると、インストール画面が表示されるので「次へ (N)」をクリック



※このような画面が出た場合は「実行 (R)」をクリックしてください



②

「使用許諾契約書」をお読みください

③


内容に同意をいただけたら、

「使用許諾契約書のすべての条項に同意します(A)」に  
チェック

④


「次へ(N)」をクリック

※ 「使用許諾契約書のすべての条項に同意します(A)」  
にチェックがないと「次へ(N)」はクリックできません




⑤

「次へ(N)」をクリック




⑥

「インストール (I)」をクリック




※このような画面が出た場合は「はい(Y)」をクリックしてください




⑦

インストールが完了したら「完了 (F)」をクリック

※「PreViser v3.4.0 を起動する」にチェックが入っているのを確認してください



※このような画面が出た場合は「アクセスを許可する (A)」をクリックしてください



⑧

OHISが起動し、左の画面が表示されます

⑨

「全ての患者を見る>」をクリックして登録している患者一覧が表示されていることを確認してください。



⑩

デスクトップにアイコンが作成されていることを確認してください

※PreViser v3.4.0 以外のアイコンは削除をお願いします